



# MR100

## リハビリ用リカンベント 下半身エルゴメーター

MR100は特に腰と下半身の関節の動きに注目し、  
楽な姿勢で快適にリハビリをおこなえるエルゴメーターです。  
膝の可動範囲を入力する事で、システムが最適なペダル  
ポジションとシートポジションを示します。更に、身体の  
左右の差に細かく合わせての微調整も可能です。  
MR100はリハビリテーション用のアジャスタブル  
クランクが標準装備されていて、クローズドキネティック  
チェーン環境下で運動がおこなえます。これにより、  
利用者様のROM（関節可動域）内で安全に、インパクト  
フリーに、そして、ペインフリーでリハビリがおこなえます。

### 主な仕様



電源  
90~240VAC



製品重量  
72kg



製品寸法  
145(L)×77(W)×130(H)cm



耐荷重  
200kg

## ■ 主な機能




### アジャスタブルクランク

膝の可動域 15° 以上に対応  
左側のみ、右側のみ、両側個別に調整可能



### 正逆方向の同負荷設定

正回転・逆回転が常に同じ負荷値設定  
瞬時に方向転換しても同じ負荷で運動



### マルチシート調整

リクライニングシートで腰の角度を調整  
左右180°に回転してシートのアクセスが簡単  
シートポジションは前後に微調整が可能

## ■ コントロールパネルと搭載プログラム

### 搭載プログラム

MR100は11のプログラムを搭載しています

- クイックスタート
- プラトー
- V02 Submax YMCAプロトコール
- マニュアル
- インターバル
- コンスタントパワー
- ヒル
- カスタム
- 心拍数コントロール

### 見やすい・理解しやすいディスプレイ

LEDにリアルタイムでフィードバックデータを表示

- 時間
- カロリー
- 心拍数
- ワット
- METs
- パワー他

アイソキネティックモードでは回転数を視覚的にわかりやすく表示  
シンメトリーモードでは左右のワット数を視覚的にリアルタイムで表示

### 多彩な負荷モード

- アイソキネティック
- コンスタントレジスタンス
- アイソキネティック
- シンメトリー
- コンスタントパワー
- シンメトリー

### 個別データの入力

各プログラムではインタラクティブに体重や性別などのデータを入力  
膝の可動域を最大と最小角度入力する事で、最適なマシンの設定を表示

### 対象例

膝蓋大腿部痛症候群、人工膝関節置換後のリハビリ、膝靭帯損傷後のリハビリ、  
関節炎・腱鞘炎等のリハビリ等